

# SPHEROFILL

TACTICS 3 D

## SPHEROFILL TACTICS 3D

La nueva tecnología estudiada y diseñada por Promoitalia para tratar efectivamente las imperfecciones de la piel.

Spherofill D usa una larga onda de radiofrecuencia capaz de realizar la **DERMOABRASIÓN QUIRÚRGICA** (tecnología D.A.S.) o la vaporización de los tejidos con la consiguiente retracción de la piel.

Extremadamente práctico y portátil, es muy útil en Dermatología, Medicina Estética y Cirugía Estética.

El tratamiento es extremadamente rápido y no requiere el uso de un quirófano ni anestesia general.





Elimina efectivamente los defectos como las neoformaciones benignas y laxitud localizada sin dolor, sin sangrado y sin cicatrices.

La caja de accesorios viene con tres puntas:

- 1 Tipo esfera
- 2 Tipo aguja
- 3 Tipo espátula

Los cuales son usados por diferentes indicaciones terapéuticas



### INDICACIONES:

- Lentigo simple
- Queratosis seborréica
- Lunares benignos
- Lesiones exofíticas
- Verrugas virales
- Pendulous fibroids
- Pápulas fibrosas
- Hiperplasia sebácea
- Xantemas
- Molluscum contagiosum
- Verrugas
- Cicatrices
- Estrías
- Laxitud de la piel de los párpados
- Arrugas
- Electropeel
- Dermal nevus
- Fibromatous nevus



## SPHEROFILL TACTICS (INYECTABLES)

Es el único equipo que consigue crear un engrosamiento interno del tejido, que protege y retrasa la absorción del ácido hialurónico.

Hace tener los resultados de un relleno semi- permanente con el relleno más seguro: **ACIDO HIALURÓNICO**

Gracias a Spherofill Tactics es posible ahorrar una considerable cantidad de HA

### Indicaciones

- Arrugas finas, medias y profundas (arrugas periorculares, nasolabiales, perilabiales, línea de marioneta)
- Depresiones faciales y remodelación del contorno, área glabellar, barbilla, punta de la nariz, corrección de grandes cicatrices (área zigomática, corrección de perfil)
- Estrías
- Cicatrices de acné

CE 0476 Promoitalia Group S.p.A – Tutti i diritti riservati



## SPHEROFILL TACTICS™ - CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar: 2 programas para distintos tipos de tratamientos
- Potencia variable y ajustable (no mayor de 6W)
- Electrodo "needle like" de diferentes medidas, para distintos tipos de arrugas, conectadas al equipo, a la jeringa y al mini parche, los cuales cierra el circuito eléctrico bipolar.
- El electrodo "NEEDLE LIKE" está disponibles en varias medidas en relación con la viscosidad del relleno:
  - Aguja de 30G para usar con AH mg/ml 18 nivel de reticulación +
  - Aguja de 26G para usar con AH mg/ml 24 nivel de reticulación ++
  - Aguja de 22G para usar con AH mg/ml 24 nivel de reticulación +++
- Sin tiempo de inactividad
- Sin necesidad de quirófano
- Tratamiento sin dolor y confortable
- Sin anestesia
- Equipo portátil
- Batería recargable
- Luz de nivel de batería
- Peso: 2,5 Kg



SELLAESTHETIC S.L.

DISTRIBUIDOR:  
SELLAESTHETIC, S.L.  
Tel.: 96 302 35 09  
www.sellaesthetic.com