



intimate

Hilos Lifting

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Intimate

EXCELLENCE METHOD


Intimate Excellence es un hilo quirúrgico reabsorbible universal con barbas multidireccionales especialmente diseñadas. La característica única es que mejora la fuerza de sujeción del tejido. Las barbas multidireccionales pueden distribuir, estresar y mantener más fuertes los tejidos blandos después de la inserción.

El diseño eficiente de Intimate Excellence se aproxima a toda el área de tratamiento a través de un procedimiento fácil y no invasivo. Los hilos se insertan a través de una cánula atraumática de punta roma, evitando así un sangrado e hinchazón adicionales después del procedimiento.

El método es fácil y rápido de hacer y necesita un tiempo de inactividad mínimo para el paciente.



ÁREAS DE APLICACIÓN:




Vagina

Intimate

EXCELLENCE METHOD



CONTENIDO



IEM

Hilo (PLA / CL) con barbas USP 2/0, EP 3, 120 mm -10 unidades

Aguja recta de punta roma 20Gx120 mm, recta - 10 unidades

Aguja recta de punta roma 23Gx80 mm, recta -1 unidad

Aguja de punta de lanceta 18Gx40 mm, recta -1 unidad

Accesorio de aguja extraíble

IEMHA HA

Hilo (PLA / CL + HA) con barbas USP 2/0, EP 3, 120 mm -10 unidades

Aguja recta de punta roma 20Gx120 mm, recta - 10 unidades

Aguja recta de punta roma 23Gx80 mm, recta -1 unidad

Aguja de punta de lanceta 18Gx40 mm, recta -1 unidad

Accesorio de aguja extraíble

Light lift

NEEDLE METHOD SOFT

Light Lift Needle es un hilo de barbas bidireccional que permite un abordaje mínimamente invasivo y natural de los cambios de los tejidos blandos relacionados con la edad. Los hilos Light Lift están disponibles tanto en versión reabsorbible como permanente y deben insertarse en la grasa subcutánea.

En la versión Soft de Light Lift Needle, el hilo se une al extremo de las agujas dobles rectas con puntas de lanceta que están doblemente afiladas.

Debido a la estructura, los médicos tienen la posibilidad de corregir el área con una sola sutura que va de lado a lado, sin sacar las agujas totalmente de la piel. Esto evita que la piel del paciente se retraiga en los puntos de salida a lo largo de la vía. La fijación continúa con el tiempo.



ÁREAS DE APLICACIÓN:





Perineo

Light lift

NEEDLE METHOD SOFT



CONTENIDO



LLN2GS (S)

Hilo (PLA / CL) con barbas USP 2/0, EP3, 500mm - 2 unidades

Aguja recta punta lanceta de doble filo 1,1x120mm, recta - 4 unidades

Accesorio de aguja estándar

Light lift

SPRING METHOD SOFT

Light Lift Spring es un hilo enrollado en espiral alrededor de la aguja afilada con punta de lanceta.


En la versión Soft del Light Lift Spring es un hilo enrollado en espiral alrededor de la cánula punta roma.

Los hilos están disponibles tanto en versión reabsorbible (PLA/CL) como permanente (Polipropileno).

Light Lift Spring mantiene su elasticidad y forma después de la inserción. Una vez insertado en la piel, Light Lift Spring estimula la producción de colágeno y genera una piel nueva y saludable.



ÁREAS DE APLICACIÓN:




Parte superior de la pared de la vagina

Light lift

SPRING METHOD SOFT



CONTENIDO



LLSS (S)

Hilo (PLA / CL) USP 2/0, EP 3, 440 mm enrollado en espiral alrededor de la aguja de punta roma 0,9x90 mm, recto - 2 unidades

Hilo (PLA / CL) USP 2/0, EP 3, 470 mm enrollado en espiral alrededor de la punta roma aguja 1,1x100 mm, recta - 2 unidades

Accesorio de aguja extraíble

Nano

SPRING METHOD


Nano Spring es un hilo reabsorbible enrollado en espiral alrededor de una cánula de punta roma. Está destinado a la revitalización y armadura de varias partes así como a la corrección de líneas finas y arrugas.

Nano Spring mantiene su elasticidad y forma después de la inserción y reduce en gran medida la apariencia y formación de arrugas profundas.

El procedimiento es fácil y rápido, con un tiempo de intervención mínimo y prácticamente sin tiempo de inactividad.



ÁREAS DE APLICACIÓN:





Labios Mayores

Nano

SPRING METHOD



CONTENIDO



NS7

Hilo (PLA / CL) USP 5/0, EP 1, 940 mm, enrollado en espiral alrededor de la aguja recta de punta roma 23Gx70 mm, recta - 5 unidades

Accesorio de aguja extraíble

Nano

VITIS METHOD


Nano Spring es un hilo doble trenzado y reabsorbible precargado en una cánula de punta roma.

Está destinado a revitalizar y blindar los labios mayores. El diseño ayuda a producir un mayor efecto regenerador sobre el tejido. Una vez insertado en la piel, Nano Vitis comienza a desenrollarse, aumentando el volumen debajo de la piel.

El resultado máximo se logra en 1-1,5 meses después del procedimiento y dura aproximadamente 1,5 a 2 años. Como resultado, Nano Vitis reduce en gran medida la atrofia de los labios mayores e incluso los revitaliza y engrosa para conseguir que sean carnosos y jugosos.



ÁREAS DE APLICACIÓN:





Labios Mayores

Nano

VITIS METHOD



CONTENIDO



NV7

Hilo (PLA / CL) enrollado en espiral USP 5/0, EP 1, 135 mm - 5 unidades

Aguja de punta roma 22Gx70 mm, recta - 5 unidades

Accesorio de aguja extraíble



HQ - Georgia
20/4 Orbeliani street
Tbilisi, Georgia.
+ 995 322 920371
hello@aptos.ge