



EST 2002

lipoelastic®

MEDICAL PRODUCTS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRENDAS DE COMPRESIÓN POSTOPERATORIAS

BENEFICIOS



DEPARTAMENTO I+D

A pesar del éxito de nuestros productos, continuamos buscando nuevas formas de mejorar. Nuestro departamento de I+D trabaja duro para innovar y desarrollar constantemente nuestros productos, y hacer que el trabajo del equipo sea aún mejor. Gracias a nuestra cooperación con los mejores cirujanos de todo el mundo, seguimos mejorando nuestras prendas permitiendo un ajuste perfecto y máximo confort. El mejor premio para nosotros es la satisfacción del paciente.



TECNOLOGÍAS MODERNAS

Innovamos constantemente y usamos los procedimientos tecnológicos más modernos en nuestra producción. Las tecnologías Ultrasonic (ultrasónica) y Hemming (doblado) permiten unir textiles soldando y pegando lo cual hace que nuestros productos sean muy duraderos y menos propensos a rasgarse.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Calidad y seguridad son nuestras máximas prioridades.

Nuestros productos cumplen con todos los estándares cualitativos incorporados en las siguientes certificaciones:



STANDARD 100 por OEKO-TEX®

Este certificado garantiza la ausencia de sustancias dañinas en los productos. Los materiales de entrada están testados anualmente por el instituto alemán HOHENSTEIN.



Certificado ISO 13485

Los productos LIPOELASTIC® son fabricados en instalaciones cuyo Sistema de gestión de calidad está certificado anualmente por los estándares ISO 13485 (ČSN EN ISO 13485: 2016).



Declaración de Conformidad CE

Los productos LIPOELASTIC® tienen el marcado CE de acuerdo con las actuales regulaciones legales de la EU concernientes a productos sanitarios.



Transpirabilidad

Se considera que los valores óptimos de transferencia de sudor en los tejidos están en el rango de 800 – 900 g/m²h.

Los materiales LIPOELASTIC® alcanzan hasta 815 g/m²h.



Eliminación de Hidratación

Los tests realizados por el Instituto Textil de República Checa ha probado la eliminación de hidratación y transpirabilidad de los materiales de LIPOELASTIC.

NUESTROS BENEFICIOS



LA PRECISIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

No hacemos concesiones cuando se trata de calidad de nuestros productos. Todos los productos LIPOELASTIC® están hechos a mano por nuestro equipo de costureras experimentadas, y cada prenda de postoperatorio está revisada minuciosamente antes de salir de nuestra fábrica.



MATERIALES EXCLUSIVOS

Los materiales para nuestros productos están seleccionados cuidadosamente para cumplir con nuestros estándares de calidad. Compramos exclusivamente los materiales de la más alta calidad y solo a nuestros proveedores de confianza en la Unión Europea.



COSTURAS PLANAS

El confort de las prendas postoperatorias de LIPOELASTIC® está determinado por pequeños detalles que pueden hacer toda la diferencia. Uno de estos sería nuestra tecnología única de costuras planas asegurando el máximo confort.



COPAS MOLDEADAS SIN COSTURAS


El pecho es muy sensible después de una cirugía. Damos forma a las copas de la mayoría de nuestros sujetadores con calor para evitar costuras en áreas sensibles.

TERAPIA DE COMPRESIÓN


La correcta compresión es una parte esencial del proceso de recuperación y ayuda a lograr el mayor resultado para cada procedimiento. La compresión longitudinal y lateral son las dos claves de calidad de nuestros textiles.

Debido a los tests regulares, somos capaces de garantizar los valores requeridos para la compresión en las prendas postoperatorias de 20-30 mmHg.

A Piel sin prenda de compresión



B Piel con prenda de compresión



¿CÓMO MEDIR CORRECTAMENTE?

Para lograr una correcta compresión, es necesario elegir una talla correcta en las prendas postoperatorias. Por lo tanto, es necesario prestar especial atención al medir las partes del cuerpo requeridas.

- 1** Evitar la distorsión de la medida, es recomendable medirse siempre desnudo. Mantenerse vertical, con el vientre relajado y respirar naturalmente.
- 2** La cinta de medir debe estar en posición horizontal. No debe apuntar hacia abajo o hacia arriba para garantizar que la medición no se distorsione.
- 3** Cuando se tomen las medidas, la cinta de medir no debe estar muy apretada o muy suelta. Debe entrar en contacto con el cuerpo, solo ligeramante.
- 4** Anotar los valores medidos, y volver a medir para ser más preciso.
- 5** Usando las medidas, elegir la talla correcta de la prenda, de acuerdo con la tabla de tallas del producto.

¿Estás entre 2 tallas?

Si encuentras que tu tamaño medido está entre dos tallas en la tabla, nosotros siempre recomendamos que se elija la menor talla para asegurar la suficiente compresión.

i

Nuestro CONSEJO: Las prendas con cierre Variant (con 3 corchetes) se pueden ajustar a medida que se reduce la hinchazón posoperatoria.

¿CÓMO MEDIRME YO MISMO?



¿CÓMO DEFINIMOS LAS PRENDAS "V" Y "T"?

Las prendas de compresión LIPOELASTIC® son nombradas con letras de acuerdo con una parte particular del cuerpo.

Prendas tipo V

El punto de partida está debajo del busto



Prendas tipo T

El punto de partida es la línea de la cintura




Desde los puntos indicados **V** y **T**, determinamos el punto de partida de la prenda. La longitud de la prenda está indicada por los puntos de **H** a **B**.

En la foto de la derecha destaca nuestra prenda **VB**. Como se puede ver, el punto **V** marca el punto de partida de la prenda y el punto **B** marca el final



CONSEJO: Recomendamos optar por una prenda esté casi 10 - 15 cm a continuación del área a tratar para evitar cualquier posibilidad de excesiva inflamación.



VB Variant

EJEMPLOS DE NOMBRES DE NUESTRAS PRENDAS CON PANTALONES

VH



VD



TF



TB



NUESTROS MATERIALES



CLASSIC
material

CLASSIC es **usado por la mayoría de nuestros productos**. Propociona una estable y correcta compresión la cual es considerada ser la más importante cualidad de las prendas de compresión, por lo que es **nuestro material más popular durante casi 20 años**. Su alto contenido de microfibras elásticas **asegura una eliminación de la humedad de la piel** y un **agradable efecto refrescante**. Ya que el cuerpo se calienta durante la recuperación, la sensación refrescante es especialmente placentera para los pacientes. CLASSIC es duradero y se adapta al uso diario. Es también muy **suave al tacto dando al paciente una sensación de confort después de la cirugía**.



RIB
material

RIB es un **material exclusivamente creado por LIPOELASTIC**. Es suficientemente compresivo sin la necesidad de un doble refuerzo.



UNIQUE
material

UNIQUE es un material 3D perforado que toca la piel solo en ciertos puntos. **Proporciona a la piel un suave masaje cuando se mueve**, de este modo ayuda a la circulación de la sangre del cuerpo. El material UNIQUE es **adecuado como cuidado postoperatorio en climas cálidos**



COTTON

COTTON (ALGODÓN) es generalmente **uno de los materiales más agradables para la piel**. Es natural, y **perfecto absorbiendo humedad**. En combinación con elastano es un material de compresión ideal para prendas postoperatorias. Por eso usamos materiales con un alto contenido en algodón para la producción de algunos de nuestros sujetadores postoperatorios.

TIPOS DE CIERRE

- 1**  **COMFORT**
Cierre con cremallera ayudado con una hilera de corchetes para asegurar un uso fácil y sin problemas inmediatamente después del procedimiento.
- 2**  **VARIANT**
Cierre ajustable con 3 tiras de corchetes que permiten la regulación de la talla y el grado de compresión para reducir la inflamación postoperatoria.
- 3**  **SIN
CREMALLERA**

TIPOS DE ACABADO

Hemming (Dobladillo)



La tecnología Hemming permite unir textiles por encolado. Un dobladillo completamente terminado reemplaza la banda elástica mientras se mantiene su compresión y elasticidad.

Ultrasonic



La tecnología Ultrasonic permite la unión de textiles por soldadura. El terminado con esta tecnología es muy duradero y la tela es menos propensa a rasgarse.

Encaje



El encaje contemporáneo sin una cinta de silicona no corta en las piernas quedando suficientemente fijado en la zona y no se enrolla.

Clean-cut (Bien definido)



Ciertos tipos de prendas están acabadas solo con un clean-cut previniendo que se enrolle o presione en ninguna manera.

TIPOS DE APERTURAS HIGIÉNICAS PARA MUJERES



Apertura de la entrepierna

Todas las prendas femeninas con camales tienen una apertura en la entrepierna para mayor confort y accesibilidad.



Apertura higiénica ajustable

Todas las prendas femeninas sin camales tienen una apertura higiénica con tres filas de corchetes ajustables.



Sin apertura higiénica

Los leggings están hechos sin apertura higiénica.

TIPOS DE APERTURAS HIGIÉNICAS PARA HOMBRES



Apertura higiénica - entrepierna

Todas las prendas masculinas sin canales tienen un alto contenido en algodón en el área de la entrepierna para máximo confort.



Entrepierna abierta


Todas la prendas masculinas tienen una apertura abierta para mejor accesibilidad.



Para máximo confort de las áreas sensibles después de la cirugía plástica, algunas prendas LIPOELASTIC® están reforzadas con un acolchado especial en la zona del abdomen o de los muslos.

PI Ideal

LIPO-PI04V00R



Uso: Mamoplastia (Aumento, reducción de pecho y Mastopexia)

Colores:



RIB
material

Descripción del producto:


- 1** Tirantes con cierre de 4 posiciones de corchetes
- 2** Cierre de 3 posiciones de corchetes
- 3** Copas moldeadas
- 4** Banda elástica flexible con logo

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Bajo del pecho	Circunferencia del pecho
XS	63-67	77-81
S	68-72	81-88
M	73-78	88-97
L	79-84	94-101
XL	85-90	101-108
XXL	91-96	107-116
3XL	97-110	113-122



PI Active

LIPO-PI03V00X



Uso: Mamoplastia (Aumento, reducción de pecho y Mastopexia)

Colores:



COTTON

Descripción del producto:


- 1** Tirantes con hebilla ajustable
- 2** Cierre de 3 posiciones de corchetes
- 3** Copas moldeadas
- 4** Banda elástica flexible con logo

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Bajo del pecho	Circunferencia del pecho
XS	63-67	77-81
S	68-72	81-88
M	73-78	88-97
L	79-84	94-101
XL	85-90	101-108
XXL	91-96	107-116
3XL	97-110	113-122



SG

LIPO-SG00F00X



Uso: Bandas estabilizadoras que pueden ser usadas independientemente o pueden usarse junto con nuestro sujetador de compresión.


Colores:



Descripción del producto:


- 1** Banda estabilizadora de forma ergonómica
- 2** Cierre con velcro
- 3** Material denso y más fuerte - desarrollado para implantes grandes
- 4** Material transpirable

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Circunferencia del Pecho
XS	< 86
S	86-92
M	92-98
L	98-108
XL	108-114
XXL	114-122



SI special

LIPO-SI01F00X



Uso: Bandas estabilizadora de implantes para uso separado o en combinación con un sujetador quirúrgico como ayuda de estabilización de implantes después del aumento.

Colores: ○

Descripción del producto:

- 1** Banda estabilizadora de forma clásica
- 2** Cierre con velcro
- 3** Material denso ligero y transpirable




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Circunferencia del Pecho
XS/S	72 - 87
M/L	88 - 103
XL/XXL	104 - 120



PI unique

LIPO-PI07C00X



Uso: Mamoplastia (Aumento, reducción de pecho y Mastopexia)

Colores:  



ACTIVE
dry

Descripción del producto:

- 1** Tirantes ajustables con 5 posiciones en forma de mariposa
- 2** Área copa inferior reforzada
- 3** Cremallera encima de los corchetes
- 4** Banda elástica flexible con logo




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA ESPAÑOLA				
	Bajo del pecho	Circunferencia del pecho			
		Copa A	Copa B	Copa C	Copa D
80	63-67	77-79	79-81	81-83	83-85
85	68-72	82-84	84-86	86-88	88-90
90	73-77	87-89	89-91	91-93	93-95
95	78-82	92-94	94-96	96-98	98-100
100	83-87	97-99	99-101	101-103	103-105
105	88-92	102-104	104-106	106-108	108-110



VH Comfort

LIPO-VH00C00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y parte de abajo de la espalda.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:


- 1** Suave banda elástica con logo
- 2** Cremallera encima de corchetes
- 3** El área del abdomen está reforzada con una tela de doble forro para la compresión óptima
- 4** Cierre con 3 posiciones de corchetes

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU		
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	61-66	58-63	84-88
S	67-72	64-69	89-94
M	73-79	70-76	95-101
L	80-88	77-85	102-110
XL	89-97	86-94	111-119
XXL	98-106	95-103	120-128
3XL	107-115	104-112	129-137



VH Variant

LIPO-VH00V00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y parte de abajo de la espalda.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

- 1** Tirantes separables con una hebilla ajustable
- 2** Cierre con 3 posiciones de corchetes en ambas partes
- 3** El área del abdomen está reforzada con una tela de doble forro para la compresión óptima
- 4** Cierre con 3 posiciones de corchetes

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU		
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	61-66	58-63	84-88
S	67-72	64-69	89-94
M	73-79	70-76	95-101
L	80-88	77-85	102-110
XL	89-97	86-94	111-119
XXL	98-106	95-103	120-128
3XL	107-115	104-112	129-137




BEST

SELLER



VH unique Variant

LIPO-VH07V00U



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y parte de abajo de la espalda.

Colores:



UNIQUE
material

Descripción del producto:

- 1** Tirantes separables con una hebilla ajustable
- 2** Cierre con 3 posiciones de corchetes en una parte
- 3** El área del abdomen está reforzada con una tela de doble forro para la compresión óptima
- 4** Cierre con 3 posiciones de corchetes




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU		
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	61-66	58-63	84-88
S	67-72	64-69	89-94
M	73-79	70-76	95-101
L	80-88	77-85	102-110
XL	89-97	86-94	111-119
XXL	98-106	95-103	120-128
3XL	107-115	104-112	129-137



VH body Variant

LIPO-VH12V00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y espalda

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:


- 1** Tirantes no desmontable con cierre con 4 posiciones de corchetes
- 2** Espalda alta
- 3** Cierre de 3 posiciones de corchetes
- 4** El área del abdomen está reforzada con una tela de doble forro para la compresión óptima
- 5** Cierre con 3 posiciones de corchetes

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU		
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	61-66	58-63	84-88
S	67-72	64-69	89-94
M	73-79	70-76	95-101
L	80-88	77-85	102-110
XL	89-97	86-94	111-119
XXL	98-106	95-103	120-128
3XL	107-115	104-112	129-137



VH special Comfort

LIPO-VH01C00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y parte de abajo de la espalda.

Recomendado para mujeres con altura entre 165 cm hasta 175 cm.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

- 1** Tirantes separables con una hebilla ajustable
- 2** Cremalleras laterales en ambos lados debajo de los corchetes para ser más fácil colocar
- 3** Doble capa con refuerzo
- 4** Cierre con 3 posiciones de corchetes


Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU		
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	61-66	58-63	84-88
S	67-72	64-69	89-94
M	73-79	70-76	95-101
L	80-88	77-85	102-110
XL	89-97	86-94	111-119
XXL	98-106	95-103	120-128
3XL	107-115	104-112	129-137

RECOMENDACIÓN DE
DOCTORES



VF Variant

LIPO-VF07V00U



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, glúteos, caderas y muslos.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:


- 1** Tirantes separables con una hebilla ajustable
- 2** Cierre con 3 posiciones de corchetes
- 3** El área del abdomen está reforzada con una tela de doble forro para la compresión óptima
- 4** La parte externa del muslo está reforzada con un doble forro de tela para su compresión óptima
- 5** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU				
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla
XS	61-66	58-63	84-88	48-50	32-34
S	67-72	64-69	89-94	51-55	35-39
M	73-79	70-76	95-101	56-60	40-44
L	80-88	77-85	102-110	61-65	45-49
XL	89-97	86-94	111-119	66-70	50-54
XXL	98-106	95-103	120-128	71-75	55-59
3XL	107-115	104-112	129-137	76-80	60-64



VF body BBC Variant

LIPO-VF14V00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, caderas y muslos, Fat grafting, Fat transfer, Lipofilling

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:


- 1** Tirantes no desmontables con cierre con 4 posiciones de corchetes
- 2** Espalda alta
- 3** Cierre con 3 posiciones de corchetes.
- 4** Diseño de glúteos cerrado (sin compresión en los glúteos)
- 5** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU				
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla
XS	61-66	58-63	84-88	48-50	32-34
S	67-72	64-69	89-94	51-55	35-39
M	73-79	70-76	95-101	56-60	40-44
L	80-88	77-85	102-110	61-65	45-49
XL	89-97	86-94	111-119	66-70	50-54
XXL	98-106	95-103	120-128	71-75	55-59
3XL	107-115	104-112	129-137	76-80	60-64



VD Body Variant

LIPO-VD12V00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, glúteos, caderas, muslos y rodillas

Colores:




CLASSIC
material

Descripción del producto:


- 1** Tirantes no desmontables con cierre de 4 posiciones de corchetes
- 2** Espalda alta
- 3** Cierre de 3 posiciones de corchetes
- 4** El área del abdomen está reforzada con un doble forro para una compresión óptima
- 5** La parte externa del muslo está reforzada con un doble forro para una óptima compresión
- 6** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU					
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla	Pantorrilla
XS	61-66	58-63	84-88	48-50	32-34	27-29
S	67-72	64-69	89-94	51-55	35-39	30-32
M	73-79	70-76	95-101	56-60	40-44	33-35
L	80-88	77-85	102-110	61-65	45-49	36-38
XL	89-97	86-94	111-119	66-70	50-54	39-41
XXL	98-106	95-103	120-128	71-75	55-59	42-44
3XL	107-115	104-112	129-137	76-80	60-64	45-47



VD Variant

LIPO-VD00V00C



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, glúteos, caderas, muslos y rodillas

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:


- 1** Tirantes desmontables con hebilla ajustable
- 2** Cierre de 3 posiciones de corchetes
- 3** El área del abdomen está reforzada con un doble forro para una compresión óptima
- 4** La parte externa del muslo está reforzada con un doble forro para una compresión óptima
- 5** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU					
	Bajo del pecho	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla	Pantorrilla
XS	61-66	58-63	84-88	48-50	32-34	27-29
S	67-72	64-69	89-94	51-55	35-39	30-32
M	73-79	70-76	95-101	56-60	40-44	33-35
L	80-88	77-85	102-110	61-65	45-49	36-38
XL	89-97	86-94	111-119	66-70	50-54	39-41
XXL	98-106	95-103	120-128	71-75	55-59	42-44
3XL	107-115	104-112	129-137	76-80	60-64	45-47



TF Leggings

LIPO-TF15W00C



Uso: Liposucción del bajo abdomen, glúteos, caderas y muslos, cirugía de levantamiento de muslos

Colores:



CLASSIC
material


Descripción del producto:

- 1** Banda elástica suave con logo
- 2** Sin apertura higiénica

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU			
	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla
XS	58-63	84-88	48-50	32-34
S	64-69	89-94	51-55	35-39
M	70-76	95-101	56-60	40-44
L	77-85	102-110	61-65	45-49
XL	86-94	111-119	66-70	50-54
XXL	95-103	120-128	71-75	55-59
3XL	104-112	129-137	76-80	60-64




RECOMENDACIÓN DE
DOCTORES



TD Variant

LIPO-TD00V00C



Uso: Liposucción del bajo abdomen, glúteos, caderas, muslos y rodillas

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

- 1** Cierre con 3 posiciones de corchetes
- 2** La parte exterior del muslo está reforzado con un doble forro para una óptica compresión
- 3** Línea de la cintura acabada usando la tecnología hemming y asegurado con una fina costura
- 4** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente


Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU				
	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla	Pantorrilla
XS	58-63	84-88	48-50	32-34	27-29
S	64-69	89-94	51-55	35-39	30-32
M	70-76	95-101	56-60	40-44	33-35
L	77-85	102-110	61-65	45-49	36-38
XL	86-94	111-119	66-70	50-54	39-41
XXL	95-103	120-128	71-75	55-59	42-44
3XL	104-112	129-137	76-80	60-64	45-47



TBfLg Variant

✓ **LOW:** LIPO-TBfLg00V09C

↗ **HIGH:** LIPO-TBfLg00V10C



Uso: Liposucción del bajo abdomen, glúteos, caderas, muslos, rodillas y pantorrillas. El producto es apropiado para pacientes que sufren lipedema y problemas linfáticos de las extremidades inferiores.

LOW: Recomendado para altura entre 155 y 165 cm.

HIGH: Recomendado altura entre 165 y 175 cm.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

- 1** Cierre con 3 posiciones de corchetes
- 2** Compresión graduada
- 3** Prenda acabada con clean-cut
- 4** Línea de la cintura acabada con tecnología hemming y asegurado con una línea fina
- 5** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente



Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU				
	Cintura	Caderas	Muslo	Arriba de la rodilla	Pantorrilla
XS	58-63	84-88	48-50	32-34	27-29
S	64-69	89-94	51-55	35-39	30-32
M	70-76	95-101	56-60	40-44	33-35
L	77-85	102-110	61-65	45-49	36-38
XL	86-94	111-119	66-70	50-54	39-41
XXL	95-103	120-128	71-75	55-59	42-44
3XL	104-112	129-137	76-80	60-64	45-47



BEST


SELLER



LIPO SLIDE INCLUIDO

AS Long Variant

LIPO-AS00V07C



Uso: Liposucción de brazos.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

- 1** Cierre con 3 posiciones de corchetes
- 2** Manga larga




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Circunferencia del brazo	Bajo de la circunferencia del codo
XS	26-27	21-22
S	28-29	23-24
M	30-31	25-26
L	32-34	27-28
XL	35-37	29-31
XXL	38-40	32-34
3XL	41-43	35-37



MTf Smooth Comfort

LIPO-MTf08C00C



Uso: Liposucción de brazos y espalda.

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

- 1** Cremallera frontal encima de los corchetes
- 2** Banda elástica suave con logo
- 3** Fijación de la manga en el dedo
- 4** La fijación en el dedo está acabada con clean-cut

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU			
	Circunferencia del pecho	Bajo del pecho	Cintura	Brazo
XS	72-79	61-66	58-63	26-27
S	80-87	67-72	64-69	28-29
M	88-95	73-79	70-76	30-31
L	96-103	80-88	77-85	32-34
XL	104-111	89-97	86-94	35-37
XXL	112-120	98-106	95-103	38-40
3XL	121-129	107-115	104-112	41-43


BEST

SELLER



MH special Comfort

LIPO-MH01C00R



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen y espalda, Mamoplastia (Aumento y reducción de pecho y Mastopexia).


Colores:



RIB
material

Descripción del producto:

- 1** Tirantes con 4 posiciones de corchetes
- 2** Copas moldeadas
- 3** Cremallera frontal encima de los corchetes
- 4** Cierre con 3 posiciones de corchetes




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU			
	Circunferencia del pecho	Bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	72-79	61-66	58-63	84-88
S	80-87	67-72	64-69	89-94
M	88-95	73-79	70-76	95-101
L	96-103	80-88	77-85	102-110
XL	104-111	89-97	86-94	111-119
XXL	112-120	98-106	95-103	120-128
3XL	121-129	107-115	104-112	129-137



VHmS Comfort

LIPO-VHmS00C00R



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen, parte baja de la espalda y caderas.

Colores:



RIB
material

Descripción del producto:

- 1** Banda elástica suave con logo
- 2** Cremallera frontal encima de los corchetes
- 3** Apertura higiénica en la entrepierna para usar todo el día cómodamente




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU		
	Circunferencia bajo del pecho	Cintura	Caderas
XS	82-87	75-79	82-85
S	88-92	80-86	86-90
M	93-98	87-93	91-97
L	99-105	94-101	98-104
XL	106-113	102-110	105-112
XXL	114-121	111-119	113-120
3XL	122-130	120-128	121-128



MTmS Comfort

LIPO-MTmS00C00R

RECOMENDACIÓN DE
DOCTORES



Uso: Ginecomastia, Liposucción y cirugías plásticas de pecho y espalda

Colores:



RIB
material

Descripción del producto:

- 1** Tirantes con 3 posiciones de corchetes
- 2** Cremallera frontal encima de los corchetes
- 3** Banda elástica suave con logo




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Circunferencia del pecho	Cintura
XS	87-91	75-79
S	92-96	80-86
M	97-102	87-93
L	103-109	94-101
XL	110-117	102-110
XXL	118-125	111-119
3XL	126-133	120-128



MTmL Variant

LIPO-MTmL00V00R



Uso: Ginecomastia, Liposucción y cirugías plásticas de espalda, pecho y flancos

Colores:



RIB
material

Descripción del producto:

- 1** Cierre con 3 posiciones de corchetes
- 2** Tirantes con cierre de 3 posiciones de corchetes




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Circunferencia del pecho	Cintura
XS	87-91	75-79
S	92-96	80-86
M	97-102	87-93
L	103-109	94-101
XL	110-117	102-110
XXL	118-125	111-119
3XL	126-133	120-128



KPress

24 cm: LIPO-KP16F03X

32 cm: LIPO-KP16F05X



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen

CONSEJO: Las fajas abdominales se pueden usar independientemente. Sin embargo, para un mayor confort y resultados óptimos, pueden ser combinadas con una prenda de compresión postoperatoria llevándola en el exterior de la prenda secundaria.

Colores:



Descripción del producto:

- 1** Tira flexible
- 2** Los paneles de cierre de velcro separados están diseñados para ajustarse y cerrarse fácilmente
- 3** Material denso y ajustado

UNISEX



KPress
Altura de la faja
24 cm

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Cintura	Altura de la faja
S-M	63-76	24, 32
L-XL	77-94	24, 32
XXL-3XL	95-112	24, 32
4XL-5XL	113-130	24, 32




KPlus

RECOMENDACIÓN DE
DOCTORES

UNISEX

24 cm: LIPO-KP19F03X

32 cm: LIPO-KP19F05X



Uso: Abdominoplastia, Liposucción de abdomen

CONSEJO: Las fajas abdominales pueden ser usadas independientemente. Sin embargo, para mayor confort y resultados óptimos, pueden también estar combinadas con una prenda postoperatoria de compresión llevándola en el exterior de la prenda secundaria.

Colores:

Descripción del producto:

- 1** Tira flexible
- 2** Los paneles de cierre de Velcro separados están diseñados para ajustarse y cerrarse fácilmente
- 3** Material denso y ajustado




KPlus
Altura de la faja
32 cm

Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU	
	Cintura	Altura de la faja
XXS-XS	53-62	24, 32
S-M	63-76	24, 32
L-XL	77-94	24, 32
XXL-3XL	95-112	24, 32
4XL-5XL	113-130	24, 32



KPad

LIPO-KPaD00W00X



Uso: Abdominoplastia, Liposucción

Colores:



COTTON
Algodón

Descripción del producto:

- 1 Inserción de espuma unisex que se puede usar debajo de las fajas abdominales o cualquier prenda que cubra el área abdominal

UNISEX




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Cintura
S-M	63-76
L-XL	77-94
XXL-3XL	95-112



FM

LIPO-FM00F00X



Uso: Operaciones de cuello y barbilla, cirugía de implante de barbilla y Otoplastia

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

1 Doble capa de tela

2 Cierre con velcro




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Circunferencia de la cabeza (barbilla - parte superior de la cabeza)
XS	50-53
S	54-58
M	59-63
L	64-68
XL	69-73



FM Special

LIPO-FM01F00X



Uso: Operaciones de cara, cuello y barbilla, cirugía de implante de barbilla y Otoplastia

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

1 Cierre con velcro




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Circunferencia de la cabeza (barbilla - parte superior de la cabeza)
XS	50-53
S	54-58
M	59-63
L	64-68
XL	69-73



FM Extra

LIPO-FM02F00X



Uso: Operaciones de cara, cuello y barbilla, cirugía de implante de barbilla

Colores: 

Descripción del producto:

- 1** Cierre con velcro
- 2** Material transpirable




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Circunferencia de la cabeza (barbilla - parte superior de la cabeza)
XS	50-53
S	54-58
M	59-63
L	64-68
XL	69-73



PU 03

LIPO-PU03F00C

NUEVO



Uso: Otoplastia

Colores:



CLASSIC
material

Descripción del producto:

1 Cierre con velcro




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU
	Circunferencia de la cabeza (alrededor de las orejas)
XS	50-52
S	53-55
M	56-58
L	59-61
XL	62-64
XXL	65-67





LIPO Slide

LIPO-ESA94 W00X



Uso: Producto diseñado para ayudar a poner las prendas de compresión

Colores:



LIPO extend T y V

T: LIPO-EX95V00X

V: LIPO-EX92V00X

Uso: Puede ser usada por todas las prendas "T" y "V" con cierre Variant.

Las prendas se pueden extender en el área del abdomen usando una extension.
Para la version LOW (baja), hay que cortar el extensor por encima de la línea de costura.


Hay tres tallas disponibles (de acuerdo con las **tallas** de la prenda):

XS-S

M-L


XL-3XL

Colores:



LIPOTHROMBO AD

LIPO-LTAD0700X



Uso: Para la prevención de estancamiento de sangre durante la hospitalización

Embalaje 1 par / 12 pares

Colores: 

Descripción del producto:

- 1** Área del talón marcada
- 2** Talla marcada
- 3** La apertura facilita las fáciles revisiones para una apropiada circulación de la sangre




Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU									
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
b	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	34-38	39-43	44-49
d	28-35	31-38	33-41	35-44	37-47	39-49	41-51	52-62	63-75	76-90

b - medir la circunferencia del tobillo en el lugar más estrecho

d - medir la circunferencia de la pantorrilla en el lugar donde se supone que está el borde

LIPOTHROMBO AG

LIPO-LTAG0700X



Uso: Para la prevención del estancamiento de sangre durante la hospitalización

Embalaje 1 par / 6 pares

Colores:

Descripción del producto:

- 1** Borde de silicona con un anillo para determinar la talla correcta
- 2** Talla marcada
- 3** Zona de talón marcada
- 4** La apertura facilita las fáciles revisiones para una adecuada circulación de sangre



Talla	MEDIDAS EN CM / TALLA EU									
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
b	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	34-38	39-43	44-49
g	44-51	48-55	52-59	55-67	59-67	63-70	67-73	74-85	86-95	95-105

b - medir la circunferencia del tobillo en el lugar más estrecho

g - la circunferencia del muslo se mide en el lugar del borde previsto

EST 2002
lipoelastic[®]
MEDICAL PRODUCTS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA



C/ ALMACIL, N°3 (BAJO) - 46920 MISLATA (VALENCIA)

 @sellaesthetic

 sellaesthetic.com

 9 6 3 0 2 3 5 0 9