



## PTOSIS MEDIANA O TEJIDO FLACIDO Doble X con 3 hilos + simple X con 2 hilos

### Importante :

- La longitud del hilo debe exceder 1 cm del área que se quiere corregir.
- Los hilos de debajo de las mejillas son un poco mas profundos.

- Realizar siempre una discreta sobre-corrección
- Aplanar al máximo los pliegues cutáneos superiores.
- No frotar o masajear durante una semana.
- Durante la semana siguiente al tratamiento es posible "desenganchar" algún hilo.

### Acciones / Materiales necesarios

- 1 Lavado de la zona con **povidona yodada** la noche anterior y por la mañana el día del tratamiento.  
Premedicación recomendable: **benzodiazepina** ó similar

### Con el paciente de pie o sentado:

Dibujar en el rostro algunas líneas anatómicas (pliegue nasogeniano, arcada mandibular) y los trayectos de los hilos  
1 lápiz



- 2 **Con el paciente estirado**  
Parte de la Izquierda ; desinfección cutánea. Remarcar si fuera necesario.

Colocar 1 talla estéril sobre la mesa de instrumental, otra sobre el torso de la persona y otra bajo la cabeza.

### Povidona yodada o equivalente

### 2 o 3 campos estériles

Anestésico local del trayecto de los hilos, posible anestesia de los nervios infraorbitarios y mencionianos.

Cortar el pelo alrededor de los puntos de entrada. Colocar una cinta adhesiva o elástica para aplanar el pelo por encima del punto de incisión y clips para mantenerlo.

Hidrotomía sobre todo de la zona preauricular.

Tijeras, pinzas, hoja de bisturí, cinta elástica y clips para cabello

Jeringa, aguja de 30G, lidocaina con adrenalina, compresas estériles.

- 3 2 pequeñas incisiones.  
Guantes estériles, aguja Nokor, aguja IM o hoja de bisturí.

Creación de un pequeño espacio alrededor de la incisión.


Agujas o pequeñas pinzas.



- 4 Colocar el primer hilo inferior, dejando un lazo de un cm en el punto de incisión. Se aprecia una marca negra en el hilo que corresponde al punto medio.


Si se desea, la aguja puede ser curvada.

Hilo Spring Thread con aguja: FA 6-300





- 5 Colocar los otros 2 hilos dejando un lazo en el punto de incisión.  
2 hilos están en la incisión posterior y uno en la incisión anterior.





- 6 Colocar el primer hilo superior, pasando en el primer lazo del hilo inferior, sin nudo:


Primero, insertar el hilo en el lazo hasta la marca negra que indica el medio, tirar el hilo inferior para ocultar el lazo en la incisión.

Después, poner las agujas debajo de la piel.

Colocar el segundo hilo superior pasando a través de los otros dos lazos.




- 7
1. Ligera tracción de los hilos inferiores.
  2. Tracción de los hilos craneales para establecer los tejidos.



- 8 **Con el paciente sentado,**  
Ajustar el resultado, ligera tracción de los hilos inferiores desplazando los tejidos faciales con los dedos. Hacerlo hilo por hilo.

Realizar una discreta sobre-corrección.

Traccionar discretamente de cada extremo y cortar a ras de piel, la elasticidad del hilo hará que el extremo desaparezca debajo de la piel.



Posible tratamiento antibiótico

En cualquier caso, el médico es responsable de las operaciones y técnicas de colocación que utilice.